

Défibrillateur de Formation



**LIFEPAK CR-T « Training »**



Simulateur de Formation

« DA / DSA » LIFEPAK® CR-T

Le Simulateur peut être configuré pour reproduire le fonctionnement d'un Défibrillateur :

- Entièrement Automatique « DEA »
- Semi-Automatique « DSA »

6 options de protocole de délivrance d'un choc :

✓ 4 options pré-réglées - 2 modifiables

Protocole RCP : 7 temporisations disponibles

Invites vocales : 6 langages programmables

Le simulateur reproduit les invites vocales, les signaux sonores et les fonctions de l'écran de l'état de fonctionnement des différents modèles « DEA / DSA » LIFEPAK® CR Plus

Ces fonctions guident le secouriste durant la simulation d'un « Protocole de Défibrillation » :

- Analyse → Réanimation Cardio-Pulmonaire « RCP » → Délivrance d'un Choc

Accessoires & Fournitures :

- ❖ Alimentation Simulateur ⇒ 6 volts : 4 piles alcalines « D » x 1.5 volts
- ❖ Alimentation Télécommande ⇒ 3 volts : 2 piles alcalines « AAA » x 1.5 volts
- ❖ Mode d'emploi / Guide utilisateur > Sacoche de transport
- ❖ Cache-bouton ( protection de la touche Choc ) > Pile « Charge-Pak » factice
- ❖ Télécommande sans fil Infrarouge ( portée : 3 m ) > Câble télécommande ( 2 m )
- ❖ 5 paires d'Electrodes Quik-Pak™ de Formation « adulte » avec poignée rouge

*Utilisation Electrodes de Formation : +/- 30 applications*



⇐ Option :  
**E**lectrodes **P**édiatriques  
de **F**ormation



**SERVICESECOM**

[www.servicesecon.fr](http://www.servicesecon.fr)

Défibrillateur Maintenance

Tél.: 09 61 45 61 95

International Call

+33 (0)9 61 45 61 95