

Coffret / Support mural pour Défibrillateur



Support mural simple

Dimensions : Hauteur : 450 mm Largeur : 185 mm

Epaisseurs : haut : 70 mm bas : 105 mm



Coffret mural

Intérieur > AIVIA S AIVIA 100

Extérieur > AIVIA 200 AIVIA 220

Chauffage / Ventilation / Téléphonie :

« Appel Automatique aux Services des Secours »



Flash Code  
application  
téléphonie mobile



Flash Code : « Renvoi vers Vidéo utilisation Défibrillateur Automatisé Externe »

### DÉFIBRILLATEUR CARDIAQUE

À n'utiliser qu'avec une victime d'un arrêt cardio-respiratoire.

Il ne peut être d'aucune autre utilité.

En aucun cas, sauf urgence, le défibrillateur ne doit être sorti du boîtier mural.

En cas d'accident, appelez immédiatement le 15, le 18 ou le 112 et signalez le plus précisément possible l'emplacement de la victime, massez et défibrillez.



POUR APPRENDRE A VOUS SERVIR DU DÉFIBRILLATEUR, FLASHEZ LE CODE Restenvie ® et VISIONNEZ UNE COURTE VIDÉO.

VOUS POUVEZ AUSSI CONSULTER LE SITE <http://www.restenvie.com>

N B : La vidéo n'est en aucun cas destinée à être visionnée lorsque vous devez intervenir. A ce moment, laissez-vous guider par les commandes vocales du défibrillateur et par l'opérateur des services d'urgence.

FORMEZ VOUS À LA PRATIQUE DU MASSAGE CARDIAQUE ET AU SECOURISME !

### Signalétique

< Panneau PVC rigide : « 500 x 350 mm »

Flash Code « Vidéo » intégré

Macaron autocollant >

Signalisation présence Défibrillateur sur site



SERVICESECOM Equipement & Solutions Technico-Médicales

Mise en conformité du « Protocole de Maintenance » des Défibrillateurs « DEA / DSA »

Tél. : 09 61 45 61 95 @mail : [contact@servicesecom.fr](mailto:contact@servicesecom.fr) International : 00 33 961 456 195

[www.servicesecom.fr](http://www.servicesecom.fr)

[www.scomedical.fr](http://www.scomedical.fr)